

Link do produktu: <https://bioplazma.pl/generator-pola-magnetycznego-terapia-magnetica-mslst21b-p-49.html>

Generator pola magnetycznego Terapia Magnetica MSLST21B

Cena brutto	15 227,40 zł
Cena netto	12 380,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	MSLST21B
Kod producenta	MSLST21B

Opis produktu

Terapia pulsacyjnym polem magnetycznym

była stosowana w leczeniu prawie każdej możliwej ludzkiej choroby lub dolegliwości, w tym wielu chorób zapalnych, takich jak zapalenie stawów czy łuszczyca. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać spośród wielu opcji ustawianych na dotykowym ekranie aparatu.

Charakterystyka generatora pulsacyjnego pola magnetycznego Terapia Magnetica

Intensywność indukcji magnetycznej	6T
Częstotliwość	0.01Hz ~ 100Hz
Czas ciągłego impulsu	≥340μs (±20μs)
Intensywność indukcji magnetycznej Maksymalna szybkość zmian pola magnetycznego	≥40kT/s ~ 80kT/s
System chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Rozmiar opakowania	66cm*58cm*43cm (skrzynia aluminiowa)
Waga	28 kg
Napięcie	AC 110V/220V; 50-60Hz





High-frequency magnetic field
(100 -300 KHZ)

Fully stimulate nerve muscle tissue
Depth: 8cm under the skin

Easy to locate
360 ° telescopic bracket

Painless, non-invasive
Unique progressive change pulse

Smart Operating System
Three steps to start treatment

Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - (100 -300 KHZ)

Pełna stymulacja tkanki mięśniowej nerwów - Głębokość: 8cm pod skórą

Łatwy do umiejscowienia aplikator - uchwyt teleskopowy 360 °

Bezbolesne, nieinwazyjne - Unikalny impuls progresywnej zmiany

Inteligentny system operacyjny - Trzy kroki do rozpoczęcia terapii

CECHY generatora zmiennego pola magnetycznego

WYGODA - leczenie jest wygodne i proste - pacjent nie musi się rozbierać

HANDS FREE - wolne ręce - efektywna praca bez zmęczenia dla użytkownika

Pozycjonowanie aplikatora ręcznie lub za pomocą przegubowego ramienia .

Elastyczne ramię mocujące

SZYBKIE LECZENIE - sesja terapeutyczna trwa od 10 do 20 minut w zależności od wskazań

CHŁODZENIE POWIETRZEM - ciągła i niezawodna praca dzięki chłodzeniu powietrzem.

Regulacja pokrętkiem elastycznego ramienia trzymającego aplikator

Zastosowanie

Za pomocą zmiennego pola magnetycznego stymuluje tkankę mięśniową i nerwy przez ubrania i skórę bez uszkodzeń, dzięki czemu generuje prąd indukcyjny, nieinwazyjny, bezbolesny bodziec do tkanki i nerwów obwodowych, który może przyspieszyć metabolizm i krążenie krwi, zwiększyć odporność organizmu, złagodzić ból, zmniejszyć bolesność mięśni, przywrócić uszkodzone komórki do normalnego zdrowia, regulować i poprawić funkcję fizyczną.

- (1) Patologia mięśni (skurcz, naderwanie mięśni, siniaki i obrzęki).
- (2) Urazy kości, dystorsje kostno-stawowe i zużycie stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, skokowych).
- (3) Patologia łokcia, nadgarstka i ramion (zapalenie nadkłykci, zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka).
- (4) Patologia kręgow piersiowych.
- (5) Zapalenie i uszkodzenie ścięgna i więzadła Achillesa.
- (6) Zapalenie ścięgna w okolicy stawu barkowego i przewlekły obrzęk.

Treatment Area



Przebieg terapii

Czas zabiegu: 5-20 minut. Dwa razy w tygodniu, 6-8 razy jako zabieg terapeutyczny.

Zalety induktora zmiennego pola magnetycznego

Stymulacja magnetyczna jest bezpieczną metodą leczenia fizykoterapeutycznego, o wyraźnym działaniu terapeutycznym. W porównaniu z lekami, jej skutki uboczne są niewielkie i niełatwo się uzależniają, ponieważ jest to terapia niesystematyczna, nie towarzyszą jej częste skutki uboczne stosowania leków.

(1) Duża siła

Siła bodźca może osiągnąć 6T, a jego częstotliwość może być regulowana od 0-100Hz

Głębokość stymulacji: 8 cm pod skórą

Pełna stymulacja nerwów i tkanki mięśniowej głębokiej

(2) Ostrość

Unikalna cewka w kształcie litery U sprawia, że linia pola magnetycznego skupia się w środku, może ona głęboko stymulować dotknięty obszar.

(3) Bezpieczeństwo

Inteligentny system rozpraszania ciepła z chłodzeniem powietrznym o zmiennej częstotliwości jest bezpieczniejszy, a wskaźnik odprowadzania ciepła jest wyższy. Pozwala to na uniknięcie kosztów zmiany płynu generowanego przez chłodzenie cieczą i ryzyka wycieku płynu, zerowych kosztów utrzymania.

(4) Komfort

Unikalny impuls progresywnej zmiany: powoli rośnie - ciągła stymulacja o wysokiej intensywności - powoli maleje.

Akceptowalne, bezbolesne, bardziej komfortowe odczucia ciała.

(5) Łatwość manewrowania induktorem

360 ° teleskopowy uchwyt pozycjonujący może dostosować wiele kątów i ustalić pozycję uchwytu, aby zwolnić rękę operatora, obsługa jest wygodna.

(6) Inteligentny i wygodny system operacyjny

Potrzeba tylko trzech kroków, aby rozpocząć terapię, co jest wygodne i szybkie.